



Pusch®

There is no substitute for quality

SIDE Grip



Le SIDE GRIP, un produit de notre série d'instruments avec une sécurité passive. La construction intelligente fait que la nouvelle série de SIDE GRIP est indispensable pour l'abrasion ciblée des ongles malades et épais ou des parties critiques de la peau. Les instruments SIDE GRIP permettent des traitements en toute sécurité des bordures sans laisser des contacts indésirables.

Nouveau!

Nouveau!

805S

841S

840S



Avec notre série d'instruments avec une sécurité passive, nous proposons aux Pédicure-Podologues des instruments avec des constructions spécialement relevant de la sécurité pour le cabinet.

Le but primaire lors des traitements des patients diabétiques est d'éviter toutes blessures. Notre série d'instruments avec une sécurité passive soutient les utilisateurs à cette occasion.

Surtout lors d'une altération des ongles et de la peau due à une maladie, les formes individuelles de nos instruments SIDE GRIP permettent des traitements individuels et ciblés des parties à traiter. Des contacts indésirables sont évités grâce au front lisse (non diamanté).

En plus des formes de base cylindriques et coniques, nous proposons maintenant avec la plus petite forme cylindrique 841S la possibilité pour des traitements filigranes. La partie SIDE conique diamanté de la forme 805S offre l'avantage d'abraser en toute sécurité les callosités dans la partie antérieure et latérale du bord de l'ongle.

Vitesse de rotation d'application: 5.000 - 10.000 min⁻¹

En principe nous conseillons pour les applications sans spray de baisser la vitesse de rotation, ainsi que pour les traitements des patients à risque.



gros grain

chanfrein de sécurité

BUSCH	6840LS
Ø ISO	065

grain moyen

BUSCH	840S	841S	854S	854S	840LS	805S
Ø ISO	055	035	033	040	065	065

grain fin

BUSCH	8840S	8841S	8805S
Ø ISO	055	033	065

= Unité d'emballage



BUSCH & CO. GmbH & Co. KG

Postfach 1152 • 51751 Engelskirchen • Unterkaltenbach 17-27 • 51766 Engelskirchen • GERMANY
 Telefon +49 (0) 2263 860 • Telefax +49 (0) 2263 20741 • mail@busch.eu • www.busch.eu