


- für das Vorschleifen von Kfo- und Prothesenkunststoff
- für das Bearbeiten von individuellen Abdrucklöffeln und Gips

- for the pregrinding of orthodontic and denture acrylics
- for the processing of individual impression trays and plaster

- pour le dégrossissage des résines orthodontiques et prothétiques
- pour le traitement de PEI et plâtre synthétique

- para el rectificado inicial de resina para ortodoncia y protética
- para la elaboración de cubetas de impresión individuales y yeso

Mega grobe Körnung/ mega coarse grit/ grain mega gros/ grano hiper grueso




●● H/HP/PM DiaTWISTER	DT4880/...	085	100	120
L mm		12,5	15,0	18,0



●● H/HP/PM DiaTWISTER	DT4854R/...	100	120
L mm		16,0	19,0

Super grobe Körnung/ super coarse grit/ grain super gros/ grano super grueso



● H/HP/PM DiaTWISTER	DT5880/...	080	095	115
L mm		12,0	15,0	18,0



● H/HP/PM DiaTWISTER	DT5854R/...	095	115
L mm		15,5	18,5